


Mepitel® Ag

Le seul pansement de contact antimicrobien
doté de la technologie Safetac®



- Association novatrice de la technologie Safetac et d'un composé à base d'argent permettant d'accroître les bienfaits du pansement
- Impact minime sur la peau et la plaie lors des changements de pansement¹
- Possibilité de laisser Mepitel Ag en place, tandis qu'un pansement secondaire est changé plus souvent²
- Effet antimicrobien jusqu'à 8 jours³
- Effet antimicrobien – même lorsque Mepitel Ag est utilisé en sous-couche⁴

Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac*, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde¹⁻³.

*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

Safetac®
TECHNOLOGIE

Mepitel® Ag


Mölnlycke®

Mode d'emploi



1. Selon la procédure habituelle, nettoyer la plaie et assécher complètement la peau périlésionnelle. Choisir un pansement Mepitel® Ag assez grand pour recouvrir la plaie ainsi qu'au moins 2 cm de peau périlésionnelle. Au besoin, couper le pansement pour l'adapter à la plaie.




2. Tenir le pansement par la pellicule protectrice qui dépasse, puis retirer la plus petite pellicule. Humidifier les gants pour éviter l'adhérence au pansement Mepitel® Ag.



3. Appliquer Mepitel® Ag sur la plaie.



4. Retirer la pellicule protectrice restante et lisser Mepitel® Ag. Si plus d'un pansement Mepitel® Ag est nécessaire, ceux-ci doivent se chevaucher sans obstruer les mailles du filet.



5. Appliquer une couche absorbante secondaire appropriée par-dessus Mepitel® Ag, comme Mextra® Superabsorbent ou Mesorb®. Dans les régions anguleuses, s'assurer que le pansement secondaire exerce une pression suffisante pour que Mepitel® Ag soit maintenu à plat sur la plaie.



6. Maintenir les pansements en place en utilisant une fixation adéquate telle que Tubifast®.

Fréquence des remplacements

Mepilex® Ag peut être laissé en place pendant un maximum de 8 jours. Cette durée peut varier en fonction des facteurs suivants : état du patient, de la plaie et de la peau périlésionnelle ou normes de pratique clinique définies par l'établissement. La durée d'application du pansement est déterminée par le médecin et dépend du type de plaie ainsi que des conditions régissant la cicatrisation.

Précautions*

- Mepitel Ag doit être utilisé sous le contrôle d'un professionnel de santé qualifié.
- Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie connue à l'argent ou à tout autre composant du pansement.
- Les médecins/professionnels de santé doivent être informés qu'il existe très peu de données concernant utilisation prolongée et répétée des pansements à base d'argent, surtout chez les enfants et les nouveau-nés.
- Le produit Mepitel Ag peut provoquer une décoloration temporaire du lit de la plaie et de la peau périlésionnelle. Une utilisation fréquente ou prolongée de ce produit peut conduire à une décoloration permanente de la peau.

- Le sulfate d'argent contenu dans Mepitel Ag agit comme un conservateur pour le pansement. Il n'est pas destiné à traiter l'infection. En cas d'infection clinique, Mepitel Ag ne doit pas se substituer à un traitement systémique ou à tout autre traitement anti-infectieux adapté.
- Retirer Mepitel Ag avant le début d'un traitement par radiothérapie si le produit se trouve sur la région à traiter. Un nouveau pansement peut être appliqué après le traitement.
- Dans le cas où Mepitel Ag n'a pas été retiré pendant un examen radiographique standard, Mepitel Ag apparaîtra sur la radiographie sous la forme d'un artefact quadrillé.
- Éviter tout contact avec les électrodes ou les gels conducteurs au cours de mesures électroniques telles que les électrocardiogrammes (ECG) ou

Indications*

Mepilex® Ag est indiqué dans la prise en charge d'un grand nombre de plaies exsudatives telles que : déchirures cutanées, dermabrasions, incisions/sutures chirurgicales, brûlures du deuxième degré, greffes totales ou partielles, lacerations, ulcères diabétiques, ulcères veineux et artériels. Le sulfate d'argent est un conservateur ajouté au pansement pour inhiber ou réduire la prolifération microbienne sur le pansement.

- électroencéphalogrammes (EEG).
- À l'exception de la solution saline ou de l'eau, l'interaction du Mepitel Ag avec des agents nettoyants n'a pas été démontrée.
- L'interaction du Mepitel Ag avec d'autres traitements locaux n'a pas été démontrée.
- Usage externe uniquement.
- Ne pas réutiliser. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.
- Stérile. Ne pas utiliser en cas de détérioration du sachet ou d'ouverture antérieure à l'utilisation. Ne restérilisez pas.
- Ne pas utiliser après la date de péremption. Les propriétés du produit ne peuvent pas être garanties en cas d'utilisation après sa date de péremption.
- Éviter d'appuyer sur le pansement s'il est utilisé sur une brûlure au deuxième degré à haut risque de granulation rapide ou après resurfaçage facial.
- Lorsqu'il est utilisé sur une hémorragique ou produisant un exsudat d'une viscosité élevée, Mepitel Ag doit être recouvert d'un pansement complémentaire absorbant humide.
- Lorsque Mepitel Ag est utilisé pour fixer les greffes de peau, le pansement ne doit pas être changé dans les cinq jours qui suivent sa pose.

*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site www.molnlycke.ca

Sélection Mepitel® Ag (Emballage stérile individuel)

No d'article	Format cm	Pièces/boîte	Pièces/caisse
390590	5 x 7,5	10	50
390790	7,5 x 10	10	40
390090	10 x 12	10	60
391090	10 x 18	10	70
392090	20 x 30	5	30
392059	20 x 50	2	12



RÉFÉRENCES : 1. Rippon M et al; Journal of Wound Care, 2012; 21 (8): 359-368 2. Barrett S; British Journal of Nursing, 2012; 21 (21): 1271-1277 3-4. Data on file. 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 6. Waring P. et al. An evaluation of skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011 7. Dykes P.J. et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care, 2004. 8. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008. 9. Meaume S. et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003. 10. Felli F. et al. Retention capacity. Poster, EWMA, 2008. 11. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster, WJWHWS, 2008

Mölnlycke
1-800-494-5134
www.molnlycke.ca

Mölnlycke Health Care AB, C.P. 13080, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46317223000.
Les noms et logos respectifs de Mölnlycke Health Care, Mepitel® Ag sont déposés partout dans le monde à une ou plusieurs des compagnies Mölnlycke Health Care.
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés.


Mölnlycke®

CFWC00281905