

INSTRUÇÕES DE USO

Mepiform® Não-Estéril

Nome Técnico: Curativo

Nome Comercial: Mepiform® Não-Estéril

Modelos: Mepiform 4x30cm; Mepiform 4x30cm ph; Mepiform 5x7,5cm; Mepiform 5x7,5cm ph; Mepiform 10x18cm; Mepiform 10x18cm ph.

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:
(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.

“Produto não estéril”

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

Código do Produto	Produto e Dimensão	Quantidade por embalagem secundária
293600	MEPIFORM 4x30 cm	5
293640	MEPIFORM 4x30 cm, ph	5
293700	MEPIFORM 5x7,5 cm	5
293740	MEPIFORM 5x7,5 cm, ph	5
293800	MEPIFORM 10x18 cm	5
293750	MEPIFORM 10x18 cm, ph	5

Descrição/Composição

Mepiform é um curativo auto aderente, fino, discreto e flexível. O curativo possui uma camada de contato com a ferida Safetac®, a qual é uma tecnologia adesiva exclusiva. O Safetac® minimiza a dor dos pacientes e o trauma na pele durante a remoção do curativo.

O Mepiform é composto por:

- Uma camada laminada respirável e aprova de água (filme de poliuretano e não-tecido de viscose).
- Uma camada de contato com a ferida que consiste em silicone macio adesivo (Safetac).

Descrição dos Componentes:

Poliacrilato, Poliuretano, Silicone e Viscose.

Indicação de Uso

Mepiform é um curativo indicado para o tratamento de cicatrizes hipertróficas e queloides antigas e recentes. Pode também ser utilizado como terapia profilática em feridas fechadas para evitar a formação de cicatrizes hipertróficas e queloides.



Modo de utilização

Mepiform pode ser utilizado por pessoa leiga sob supervisão de um profissional de saúde.

Aplicação:

1. Abrir a embalagem e retirar o curativo.
2. Se necessário, corte no tamanho apropriado, permitindo sobreposição de no mínimo 1 cm.
3. Antes de aplicar o Mepiform, assegurar de que a área onde vai aplicar está seca. Quando utilizado juntamente com creme ou pomada, garanta que o curativo cubra uma área superior a coberta pelo creme.
4. Retirar a película protetora e aplicar o Mepiform sobre a cicatriz. Quando aplicar o Mepiform em articulações, não se deve esticar o curativo.

Mudança de curativo e Remoção:

1. Em termos ideais, o Mepiform deve ser utilizado durante 24 horas por dia. Remover o curativo uma vez por dia para inspecionar e limpar a pele. Após este processo, o curativo pode ser reaplicado.
2. Em condições normais, o Mepiform deve ser trocado a cada 7 dias, ou quando as propriedades aderentes do curativo não forem mais suficientes.
3. Mepiform é um curativo impermeável que pode ser usado durante o banho.

Precauções, Advertências e Contra-Indicações

- Não utilizar o Mepiform em pacientes com conhecida hipersensibilidade aos materiais/componentes do produto.
- Em caso de maceração ou erupção cutânea, retirar o curativo e deixar a pele recuperar até o sintoma desaparecer. Prosseguir o tratamento, aumentando gradualmente o tempo de utilização. Em caso de persistência dos sintomas, interromper a utilização e consultar um médico.
- Se algum incidente sério ocorrer, relacionado ao Mepiform, este deve ser reportado a Mölnlycke Health Care.



Condições de Armazenamento e Transporte

Armazenar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

Transportar em temperatura ambiente.

Descarte

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.

DATA DE FABRICAÇÃO: Vide embalagem

VALIDADE: Vide embalagem

CADASTRO ANVISA: 80733280024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Kaynara Cordeiro – CRF/SP 78229

IMPORTADOR:

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Av. Portugal, 1100, parte C-43, Itapevi/SP

CEP: 06696-060

E-MAIL: kaynara.cordeiro@molnlycke.com

CNPJ: 12.600.168/0001-17

Fabricante Legal:

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402 52 - Suécia

Fabricado na Finlândia