



'Jeg er kirurg, en passioneret professionel, en omsorgsfuld specialist. Men jeg jonglerer også med budgetter og er en ægte holdspiller.'


Truly customised
laparoscopic solutions

Få mere ud af jeres laparoskopiske procedurer

Ved at standardisere jeres laparoskopiske procedurer til cholecystektomi, appendectomi og hernie kan I sikre, at jeres team konsekvent leverer en patientbehandling, der er effektiv og af høj kvalitet.

Men hvad med presset for at lave yderligere omkostningsforbedringer eller endog øge antallet af patientindgreb?

Fra vores samarbejde og samtaler med vores kunder har vi lært, hvor meget en løsning, der er tilpasset til afdelingens laparoskopiske procedurer, kan medvirke til at forenkle arbejdet, afveje omkostninger og støtte jer i at nå jeres kirurgiske målsætninger.





Som et team af dedikeret sundhedspersonale, arbejder vi for at opnå de bedst mulige resultater for patienterne samtidig med at effektiviteten på OP optimeres og omkostningerne styres.

Truly customised laparoscopic solutions

Effektive løsninger til dit team



NYHED

Erfaren specialist inden for laparoskopi

Vores erfarne specialister hjælper dig med at definere og vurdere den mest tids- og omkostningseffektive løsning for jer.



NYHED

Laparoskopiske instrumenter af høj kvalitet

Instrumenter til engangsbrug leveres som sterile komponenter eller inkluderet i en specialdesignet procedurepakke:


- Stort trokarsortiment
- Et omfattende sortiment af laparoskopiske, monopolære greb og dissektionspeaner leveres med to forskellige håndtagsdesign efter dine præferencer
- Monopolær L-hook
- Laparoskopisk saks - altid skarp
- Aftagelig præparatpose

Laparoskopiske specialafdækninger og pakkekomponenter

Et komplet udvalg af laparoskopiske produkter, f.eks.:

NYHED

- **Laparoskopiske specialafdækninger**
- Veress kanyler
- Insufflationsslanger
- Kitler
- Suge- og skyllesæt
- Sikkerhedsudstyr
- Kameraovertræk
- Hudlukning/bandager
- Antidug
- Skåle
- Røgfilter



En komplet løsning til øget effektivitet

Vores specialister arbejder tæt sammen med jer om at finde frem til og vurdere den bedste løsning til jer fra vores nye laparoskopiske instrumentsortiment og vores øvrige kirurgiske produkter. Resultatet? Jeres egen kundetilpassede laparoskopiske løsning med alt, hvad I behøver, til hver enkelt specifik procedure i én enkel, praktisk og omkostningseffektiv pakke.



40% AF FORBEREDELSES-TIDEN SPARET, SÅ DER KAN UDFØRES FLERE PROCEDURER.

Med én pakke vil du kunne:

- reducere forberedelsestiden med op til 40%*
- have tillid til hver eneste klargøring
- give mulighed for at øge antallet af procedurer
- hjælpe med at reducere produktudgifter og logistikomkostninger

‘Antallet af procedurer blev øget med 18%, og der er blevet sparet 1.600 timer gennem hele arbejdsflowet. Det har givet besparelser på 51.000 EUR.’

Hartmut Freckmann,
Oversygeplejerske på
operationsafdeling, Tyskland,
som taler om kundetilpassede
procedurepakker.

Truly customised laparoscopic solutions


Kirurger foretrækker Mölnlycke® instrumenter i test

21 laparoskopiske kirurger i Tyskland, Sverige og Storbritannien deltog i en nylig randomiseret evaluering af de nye laparoskopiske instrumenter fra Mölnlycke® og en sammenligning med tre af de markedsførende konkurrenters instrumenter*. For at gøre det så objektivt som muligt, fik kirurgerne bind for øjnene for at sikre, at de kun blev vejledt af fornemmelsen i hænderne.

Resultatet? En klar præference for de nye Mölnlycke instrumenter.

Bedømmelsesprincipper og evalueringskriterier

Der blev anvendt en ensartet bedømmelse over en analog skala fra 1-6 for at undgå, at der blev valgt et bekvemt midtetal. 6 var den højeste og bedste score, og 1 var den laveste og ringeste score.



Mölnlycke trokarers kvalitet vurderes som værende mindst lige så god som den førende konkurrent

Én løsning med fordele for hele teamet

Vi ved fra samarbejdet med vores kunder, at kundetilpassede, kirurgiske procedurepakker giver mange fordele. Samme størrelse passer ikke til alle – hver procedure og hvert hospital har deres foretrukne opbygning, og vi laver en procedurepakke, der svarer hertil.


- **Tidsbesparelser:** Mindre forberedelsestid, mindre åbnings- og klargøringstid, hvilket medfører, at der kan udføres flere procedurer (op til 40 procent reduktion i den komplette forberedelsestid** fra bestilling og hele vejen igennem til bortskafning af affald)
- **Reduceret infektionsrisiko** når der er færre pakker at åbne
- **Færre pakker** giver mindre spild
- Sikrer **patientsikkerhed** og behandling af høj kvalitet ved at sørge for præcision og konsistens i klargøringen til hver eneste procedure
- **Gør operations-teamets arbejde enklere**
- Hjælper med at **reducere produktudgifter og logistikomkostninger**

*Enkelt blind, multi-centerevaluering af almindeligt anvendte laparoskopiske instrumenter. Ikke offentliggjort rapport. Mölnlycke Health Care, 2016


** Reference: Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data præsenteret på 23. Congress of the European Association of Hospital Managers, Zurich, Switzerland, September 2010 (poster).

‘Meget let, meget nem at bruge. God rotation og godt greb, jeg ville gerne arbejde med denne.’


Tysk kirurg om vores laparoskopiske fettætænger



Mölnlycke saksene overgår konkurrenternes på alle kriterier



Mölnlycke's håndtag, designet tilsvarende flergangsinstrumenter, er klart overlegent



Mölnlycke's tænger med håndtag, designet tilsvarende flergangsinstrumenter, scorer højest



Jo mere du føjer til din pakke, jo mere værdi og effektivitet får du.

Truly customised laparoscopic solutions

Lad os hjælpe dig og dit team





Jo mere du inkluderer i din pakke, jo mere sparer du

Vores specialister og account managers kan hjælpe dig med at finde frem til den løsning, der er den helt rigtige til dig og dit team. Vi hjælper dig med at fokusere på de områder, som du mest ønsker at forbedre.

Vi kan også samarbejde med dig og dit team om at gennemføre forandringsprocessen og få endnu mere værdi ud af jeres løsning.

Når vi har fundet frem til din ægte kundetilpassede løsning, kan vi kvantificere den økonomiske værdi baseret på videnskabelige studier og give dig en fuldstændig rapport.

Prøv vores værdiberegner for at få en idé om, hvor meget, I kan spare.

www.molnlycke.dk/vaerdiberegner/



Truly customised laparoscopic solutions

Instrumenter

Du arbejder for at opnå effektivitet og de bedste patientresultater. Vi kan hjælpe dig. Vores kundetilpassede løsninger til laparoskopiske procedurer er fokuserede på at gøre dit team i stand til at opnå deres mål. Du kan vælge alt, dit team behøver, fra vores sortiment af Mölnlycke® trokarer, monopolære sakse, instrumenter, L-hook-elektroder og aftagelige præparatposer. Vi pakker dit valg i effektive procedurepakker. Du sparer tid og omkostninger.

Aftagelig præparatpose

- Leveres i en lang række størrelser med mulighed for udtagning af alle vævs- og organtyper
- Et selvåbnende posedesign tillader hurtig og enkel opsamling af prøver
- En forstærket metalring sikrer enkel indsættelse og en stor, permanent poseåbning til opsamling af selv vanskelige prøver
- Aftagelig pose som gør det muligt at udsætte udtagelsen af det opsamlede væv



Varenr.	Beskrivelse	Str.	Posestr.	Rumfang	Pakning
899102	Aftagelig præparatpose	10mm	9x14,5cm	250ml	5/50
899103	Aftagelig præparatpose	10mm	13x18cm	600ml	5/50
899112	Aftagelig præparatpose	12mm	19x23cm	1150ml	5/50
899104	Aftagelig præparatpose	15mm	19x23cm	1150ml	5/50

Monopolær L-hook-elektrode

- Den 5 mm monopolære L-hook-elektrode muliggør præcis, kontrolleret dissektion og koagulering af blodkar og væv.
- Bekvem instrument til engangsbrug, som garanterer sterilitet og effektiv aktivering af monopolær strøm, hvorved man forhindrer forbrænding af det tilstødende væv
- Ergonomisk letvægtshåndtag, som tillader præcis og kontrolleret dissektion af væv



Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Pakning
899100	Monopolær L-hook-elektrode	5mm	33cm	10/100
899101	Monopolær L-hook-elektrode med kabel	5mm	33cm	10/100



Monopolære sakse

- Til præcis, kontrolleret dissektion, koagulering og transektion af blodkar og væv.
- Bekvem og altid skarpt instrument til engangsbrug, som eliminerer udgifter til genbehandling og sterilisering
- Skarpe Metzenbaum blade sikrer et præcist skæreforløb langs hele bladets længde



Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Pakning
899216	Monopolær saks – Metzenbaum	5mm	33cm	10/100
899217	Monopolær saks – Mini Metzenbaum	5mm	33cm	10/100
899218	Monopolær saks – Metzenbaum	5mm	45cm	10/100


Veress kanyle



- Skarp affaset spids giver nem og sikker penetrering af bugvæggen
- Fjederbelastet nål giver et mærkbart og tydeligt klik til sikring af korrekt placering
- Når nålen er trængt gennem bugvæggen, beskytter en glat afskærmning den affasede spids for at undgå eventuelle risici for at beskadige tilstødende organer

Varenr.	Beskrivelse	Længde	Pakning
899105	Veress kanyle	12cm	25/500
899106	Veress kanyle	15cm	25/500

Suge- og skyllesæt



- Ergonomisk design. Håndstykket kan betjenes med begge hænder
- Gennemsigtigt håndstykke, som giver uhindret visualisering
- Envejsventil forhindrer saltvand i at løbe tilbage
- Blød DEHP-fri slange med lavt drejemoment og easy-peel-adskillelse



Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Pakning
899107	Suge- og skyllesæt med to spidser	5mm	33cm	10/20
899108	Suge- og skyllesæt med to spidser	5mm	45cm	10/20
899109	Rør til suge- og skyllesæt	10mm	33cm	10/20

Truly customised laparoscopic solutions

Trokarer

Designet med lav-profil hus.

- Et omfattende sortiment af ergonomisk designede trokarer, som giver enkel og sikker adgang til bughulen
- Gennemsigtig, riflet port til instrumentvisualisering og effektiv fastholdelse i bugvæggen
- Robust universalmembran, der passer til 5 – 12 mm instrumenter* samtidig med at pneumoperitoneum bevares



Afskærmet trokar, skærende

Varenr.	Str.	Længde	Pakning
899300	5mm	70mm	5/60
899301	5mm	100mm	5/60
899302	11mm	100mm	5/60
899303	11mm	150mm	5/30
899304	12mm	100mm	5/60
899305	12mm	150mm	5/30

Ikke-skærende trokar med dilaterende spids

Varenr.	Str.	Længde	Pakning
899308	5mm	70mm	5/60
899309	5mm	100mm	5/60
899310	11mm	100mm	5/60
899311	11mm	150mm	5/30
899312	12mm	100mm	5/60
899313	12mm	150mm	5/30
899326	15mm	100mm	5/30

Optisk trokar med dilaterende spids, pistolgreb

Varenr.	Str.	Længde	Pakning
899314	11mm	100mm	5/30
899315	12mm	100mm	5/30

*Til trokar med diameter på 12 mm




Optisk trokar

Varenr.	Str.	Længde	Pakning
899316	5mm	70mm	5/60
899317	5mm	100mm	5/60
899324	5mm	150mm	5/60
899318	11mm	100mm	5/60
899325	11mm	150mm	5/60
899319	12mm	100mm	5/60
899326	12mm	150mm	5/60



Universel port

Varenr.	Str.	Længde	Pakning
899320	5mm	70mm	5/60
899321	5mm	100mm	5/60
899322	11mm	100mm	5/60
899323	12mm	100mm	5/60




Hasson trokar

Varenr.	Str.	Længde	Pakning
899306	11mm	100mm	5/60
899307	12mm	100mm	5/60



Optisk ballontrokar

Varenr.	Str.	Længde	Pakning
899330	5mm	70mm	5/60
899327	5mm	100mm	5/60
899331	11mm	100mm	5/60
899328	12mm	100mm	5/60



Hasson ballontrokar

Varenr.	Str.	Længde	Pakning
899329	12mm	100mm	5/60

Monopolære instrumenter

- Et omfattende sortiment af spidser giver et komplet kirurgisk tilbud
- Robuste spidser med todelt ledforbindelse og bred åbning giver optimale anvendelsesmuligheder under en operation
- Et omfattende sortiment af førsteklasses 5 mm monopolære instrumenter til engangsbrug med to forskellige håndtag, som giver kirurger det ultimative valg og bekvemmelighed.



Engangsdesign



Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Pakning
899200	Lige fattetang med crémaillère	5mm	33cm	10/100
899201	Dissektionspean - Maryland	5mm	33cm	10/100
899202	Lapclinch med crémaillère	5mm	33cm	10/100
899203	Babcock med crémaillère	5mm	33cm	10/100
899204	Skarptandet fattetang med crémaillère - Rat tooth	5mm	33cm	10/100
899205	Fattetang med crémaillère - Duckbill	5mm	33cm	10/100
899206	Tarmfattetang med crémaillère	5mm	33cm	10/100
899207	Fattetang med crémaillère - fenestreret	5mm	33cm	10/100

Designet tilsvarende flergangsinstrumenter



Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Pakning
899208	Lige fattetang med crémaillère	5mm	33cm	10/100
899209	Dissektionspean - Maryland	5mm	33cm	10/100
899210	Lapclinch med crémaillère	5mm	33cm	10/100
899211	Babcock med crémaillère	5mm	33cm	10/100
899212	Skarptandet fattetang med crémaillère - Rat tooth	5mm	33cm	10/100
899213	Fattetang med crémaillère - Duckbill	5mm	33cm	10/100
899214	Tarmfattetang med crémaillère	5mm	33cm	10/100
899215	Fattetang med crémaillère - fenestreret	5mm	33cm	10/100

Komponenter i laparoskopisk pakke

Du kan tilpasse dine pakker til cholecystektomi, appendectomi og herniebehandling med et kvalitetssortiment af komponenter. I dine pakker kan du også inkludere bl.a. kitler, handsker, sikkerhedsudstyr og bandager, hvilket alt sammen øger din effektivitet og styrer dine omkostninger.

De viste produkter repræsenterer kun en lille del af det fuldstændige sortiment



Insufflationslange

Varenr.*	Beskrivelse
2318957	Insufflationslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/MLL
2318996	Insufflationslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/tragt
2318997	Insufflationslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 250 cm MLL/triggerstik
2319000	Insufflationslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/22 mm/15 mm fitting
2319001	Insufflationslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/tragt hvid
2318958	Insufflationslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm LL/MLL
2318998	Insufflationslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/MLL adapter LL/LL



Antidug løsningspakke

Varenr.*	Beskrivelse
2315127	Antidug løsningspakke



Kameraovertræk

Varenr.*	Beskrivelse
2318643	Overtræk til Coupler kamera 15 x 250 cm m. låsesystem. Monteringsring
2318627	Overtræk til Coupler kamera 15 x 250 cm m. kliklås. Monteringsring
2308481	Overtræk til Coupler kamera 18 x 250 cm m. overførsstik



Røgfilter

Varenr.*	Beskrivelse
2318481	Røgfilter med serviettang



Monopolære instrumentkabler

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
899110	Monopolært instrumentkabel, Universal 4mm	40/400
899111	Monopolært instrumentkabel, Universal 8mm	40/400

*Varenummer for produkt i Mölnlycke procedurepakke. Kan ikke købes sterilt, enkeltpakket.

Afdækninger

BARRIER® laparoskopisortiment er designet med henblik på at opfylde de specifikke behov ved laparoskopisk kirurgi. Inflationen af abdomen, positionsændringer under operationen, brugen af slanger og instrumenter og litotomi-stillingen stiller særlige krav til en sikker og effektiv afdækning. De nyeste afdækninger i sortimentet viser vores sans for detaljer med henblik på at optimere designet, så det opfylder de stringente behov ved laparoskopisk kirurgi.

Nye BARRIER® Laparoskopiafdækninger til cholecystektomi-, hernie- og appendectomikirurgi

Ekstra lange benposer

til at sikre placering af afdækningen til alle former for benstøtte med:

- integreret tape til justering af længden
- transparente sider, som tillader en synlig kontrol af ekstremiteterne for at kunne sikre en korrekt stilling

Ekstra dybe poser, som er tilpasset laparoskopiske instrumenter

Fire integrerede slangeholdere for at skabe et organiseret arbejdsområde

BARRIER Flex fleksible klæbekanter, der bevarer en sikker forsejling, når abdomen inflateres

Litotomi-stilling




Liggende stilling





Alt-i-en specialafdækninger tilbyder mange fordele:


- Nem og effektiv afdækning som én person kan klare
- Tidsbesparende - 3 gange hurtigere end at afdække med en universalafdækning**
- Færre dele, færre trin - reducerer risikoen for kontaminering



Laparoskopiafdækning til liggende stilling




Varenr.*	Beskrivelse
954226	Laparoskopiafdækning 200 / 250 x 340 cm, hul med klæb 32 x 30 cm



Laparoskopiafdækning til litotomi-stilling



Varenr.*	Beskrivelse
944206	Laparoskopiafdækning 250 / 200 / 300 x 260 cm, hul med klæb 32 x 30 cm



Laparoskopiafdækning med abdo-perineal åbning til litotomi-stilling



Varenr.*	Beskrivelse
944201	Laparoskopiafdækning 250 / 200 / 300 x 260 cm, hul med klæb 32 x 30 cm og hul 10 x 13 cm

*Varenummer for produkt i Mölnlycke procedurepakke. Kan ikke købes sterilt, enkeltpakket.

Guide til valg af de rette komponenter

Alle produkter kan inkluderes i en kundetilpasset procedurepakke

Laparoskopisk cholecystektomi

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Laparoskopiafdækning | <input type="checkbox"/> Antidug løsning | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-Op |
| <input type="checkbox"/> Supplerende afdækninger | <input type="checkbox"/> Nåletæller | <input type="checkbox"/> Bakker og skåle |
| <input type="checkbox"/> Kitler | <input type="checkbox"/> Bladfjerner | <input type="checkbox"/> Monopolære instrumenter - fattetang |
| <input type="checkbox"/> Gazeprodukter | <input type="checkbox"/> Instrumentbakke | <input type="checkbox"/> Monopolære instr. - dissektionspean |
| <input type="checkbox"/> Sprøjter | <input type="checkbox"/> Sikkerhedsskalpel | <input type="checkbox"/> Monopolære sakse |
| <input type="checkbox"/> Nåle | <input type="checkbox"/> Time out afdækning | <input type="checkbox"/> Monopolær L-hook-elektrode |
| <input type="checkbox"/> Insufflationssslange | <input type="checkbox"/> Skridsikker måtte | <input type="checkbox"/> Trokarer |
| <input type="checkbox"/> Veress kanyle | <input type="checkbox"/> Kameraovertræk | <input type="checkbox"/> Universel port |
| <input type="checkbox"/> Suge- og skyllesæt | <input type="checkbox"/> Metalinstrument | <input type="checkbox"/> Aftagelig præparatpose |
| <input type="checkbox"/> Røgfilter | <input type="checkbox"/> Suturer | <input type="checkbox"/> Monopolært kabel |

Laparoskopisk appendectomi

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Laparoskopiafdækning | <input type="checkbox"/> Antidug løsning | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-Op |
| <input type="checkbox"/> Supplerende afdækninger | <input type="checkbox"/> Nåletæller | <input type="checkbox"/> Bakker og skåle |
| <input type="checkbox"/> Kitler | <input type="checkbox"/> Bladfjerner | <input type="checkbox"/> Monopolære instrumenter - fattetang |
| <input type="checkbox"/> Gazeprodukter | <input type="checkbox"/> Instrumentbakke | <input type="checkbox"/> Monopolære instr. - dissektionspean |
| <input type="checkbox"/> Sprøjter | <input type="checkbox"/> Sikkerhedsskalpel | <input type="checkbox"/> Monopolære sakse |
| <input type="checkbox"/> Nåle | <input type="checkbox"/> Time-out afdækning | <input type="checkbox"/> Monopolær L-hook-elektrode |
| <input type="checkbox"/> Insufflationssslange | <input type="checkbox"/> Skridsikker måtte | <input type="checkbox"/> Trokarer |
| <input type="checkbox"/> Veress kanyle | <input type="checkbox"/> Kameraovertræk | <input type="checkbox"/> Universel port |
| <input type="checkbox"/> Suge- og skyllesæt | <input type="checkbox"/> Metalinstrument | <input type="checkbox"/> Aftagelig præparatpose |
| <input type="checkbox"/> Røgfilter | <input type="checkbox"/> Suturer | <input type="checkbox"/> Monopolært kabel |

Laparoskopisk hernie/behandling

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Laparoskopiafdækning | <input type="checkbox"/> Antidug løsning | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-Op |
| <input type="checkbox"/> Supplerende afdækninger | <input type="checkbox"/> Nåletæller | <input type="checkbox"/> Bakker og skåle |
| <input type="checkbox"/> Kitler | <input type="checkbox"/> Bladfjerner | <input type="checkbox"/> Monopolar instrument – grasper |
| <input type="checkbox"/> Gazeprodukter | <input type="checkbox"/> Instrumentbakke | <input type="checkbox"/> Monopolar instrument – dissector |
| <input type="checkbox"/> Sprøjter | <input type="checkbox"/> Sikkerhedsskalpel | <input type="checkbox"/> Monopolære sakse |
| <input type="checkbox"/> Nåle | <input type="checkbox"/> Time-out afdækning | <input type="checkbox"/> Trokarer |
| <input type="checkbox"/> Insufflationslange | <input type="checkbox"/> Skridsikker måtte | <input type="checkbox"/> Universel port |
| <input type="checkbox"/> Veress kanyle | <input type="checkbox"/> Kameraovertræk | <input type="checkbox"/> Monopolært kabel |
| <input type="checkbox"/> Suge- og skyllesæt | <input type="checkbox"/> Metalinstrument | |
| <input type="checkbox"/> Røgfilter | <input type="checkbox"/> Suturer | |



Kontakt din lokale Mölnlycke repræsentant for at høre mere om kundetilpassede pakker.



Truly customised laparoscopic solutions

Vi samarbejder om løsninger, der sætter nye standarder for patientpleje

Du kan koncentrere dig om at yde en enestående patientbehandling, samtidig med at du beskytter dine ressourcer med hjælp fra vores dedikerede specialister og hele sortimentet af innovative produkter:

- Komplet sortiment af højkvalitetsafdækninger, kitler og andre nødvendige artikler til operationsstuen
- Højkvalitets-, teknisk avancerede Biogel operationshandsker
- Markedsførende procedurepakke løsninger
- Avancerede sårplejeprodukter med banebrydende Safetac® teknologi

Proving it every day

Hos Mölnlycke er vi drevet af ét vigtigt formål: at hjælpe sundhedspersonale med at yde deres bedste. Og vi er dedikerede til at bevise det hver dag.

Set de laparoskopiske sortiment på www.molnlycke.dk/produkter-loesninger/laparoskopiske-kirurgiske-instrumenter/



Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com. Mölnlycke, BARRIER, Biogel, Mepilex og Safetac varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0341706


Mölnlycke®