

Truly customized
laparoscopic solutions




Få ut mer av dina laparoskopiska ingrepp

Genom att standardisera dina laparoskopiska ingrepp för kolecystektomi, appendektomi och bråckoperationer säkerställer du att ditt team konsekvent levererar effektiv och högkvalitativ vård.

Men hur är det med pressen att göra ytterligare kostnadsbesparingar eller till och med öka antalet patientingrepp?

Från att ha arbetat tillsammans och talat med våra kunder, har vi förstått hur mycket en anpassad lösning kan bidra till att förenkla ditt arbete, balansera kostnader och ge dig stöd för att nå dina kirurgiska mål.





Vi är ett team.
Sjukvårdspersonal och
dedikerade kollegor.
Kontrollerar kostnader
och sparar tid.

Truly customized laparoscopic solutions

Allt ditt team behöver



NYHET

Erfarna specialister inom laparoscopi

Våra specialister har många års erfarenhet av laparoskopiska ingrepp. De hjälper dig definiera och utvärdera de bästa och mest effektiva lösningarna.



NYHET

Laparoskopiska instrument av hög kvalitet

Engångsinstrument (finns även i enstycksförpackning), t.ex.:


- En komplett uppsättning troakarer
- Ett brett sortiment av laparoskopiska instrument med två olika handtag designade efter ditt önskemål
- Monopolär L-hook
- Laparoskopisaxar, vassa varje gång
- Preparatpåse

Draperingar och komponenter för kundanpassade set inom laparoscopi

Ett brett sortiment för laparoskopiska ingrepp, till exempel:

NYHET

- Draperingar speciellt för laparoscopi
- Rockar
- Operationskläder
- Handdukar
- Tejp
- Insufflations slang
- Sug- och spolset
- Kameraskydd
- Antifog
- Rökutsug med filter



En komplett lösning för ökad effektivitet

Våra specialister samarbetar nära er för att definiera och utvärdera de bästa lösningarna både med ett komplett bassortiment och med våra nya laparoskopiska instrument. Resultatet? En laparoskopilösning som är specialanpassad helt efter era behov, med allt ni behöver för varje ingrepp i ett enda bekvämt och kostnadseffektivt paket.



40% AVFÖRBEREDELSTIDEN GÅR ATT SPARA. OCH MER DÄRTILL.

Med hela bassortimentet och instrumenten samlade i ett set kan du:

- Minska förberedelsestiden med upp till 40%*
- Är säker på att du är förberedd
- Går att öka antalet ingrepp
- Minska de totala produkt- och logistik kostnaderna


”Antalet ingrepp ökade med 18 %, och 1 060 timmar har sparats i hela arbetsflödet, vilket har gett besparingar på 51 000 Euro.”

Harmut Freckman, chefssjuksköterska på en operationsavdelning i Tyskland, talar om kundanpassade set.

Truly customized laparoscopic solutions

Kirurger föredrar Mölnlyckes nya instrument

I en nyligen utförd utvärdering i Tyskland, Sverige och Storbritannien, tillfrågades totalt 21 kirurger inom laparoskopi att testa de nya laparoskopiska produkterna från Mölnlycke och jämföra dem med tre av marknadsledande konkurrenters*. För att göra testen så objektiva som möjligt bar deltagarna ögonbindel för att försäkra att de blev guidade av känslan i händerna. Resultatet? En tydlig preferens för Mölnlyckes nya instrument och troakarer.



Principer för gradering och utvärderingskriterier

Konsekvent gradering mot en analog skala på 1-6 (1 var lägsta betyg och 6 högsta), för att undvika ett val, ett bekvämt mellanbetyg.

Mölnlyckes troakarer i linje med marknadsledaren

En lösning med fördelar till hela teamet

Vi vet efter att ha jobbat med kunder att kundanpassade operationsset erbjuder många fördelar. En storlek passar inte alla – och varje ingrepp, varje sjukhus har sina egna specifika behov och vi har ett kundanpassat att matcha det.

Värde med Mölnlycke® Procedure trays:


- **Tidsbesparingar:** Mindre förberedelsetid, mindre tid för att öppna förpackningar och uppdukning, vilket leder till att fler ingrepp kan utföras (upp till 40 procent reduktion i total förberedelsetid** från att order beställts till avlägsning av restavfall)
- **Minskad infektionsrisk** med färre förpackningar att öppna
- **Minskat antal förpackningar** som leder till mindre avfall
- **Patientsäkerhet** och hög kvalitet genom att säkerställa noggrannhet och enhetlighet inför varje ingrepp
- **Förenklar operationsteamets arbete**
- **Minskade produkt- och logistikostnader**

*Single-blind, multi-centre evaluation of commonly utilised laparoscopic instruments. Unpublished report. Mölnlycke Health Care, 2016


**Reference: Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presented at the 23rd Congress of the European Association of Hospital Managers, Zurich, Switzerland, September 2010 (poster).

”Mycket lätta, väldigt enkla att använda. Bra rotation och handtag. Jag vill jobba med dessa instrument.


Tysk kirurg om Mölnlyckes laparoskopiska fattningstång



Mölnlyckes monopolära sax var betydligt bättre jämfört med konkurrenterna



Mölnlyckes instrument med spärr i handtaget är överlägset



Mölnlyckes fattningstång med urkopplingsbar spärr i handtaget fick bäst betyg



Och, ju mer du lägger till i setet desto mer värde får du!

Truly customized laparoscopic solutions

Låt oss hjälpa dig och ditt team





Definiera din skräddarsydd laparoskopilösning

Våra erfarna specialister inom laparoskopi och kundansvariga kan hjälpa dig att identifiera den lösning som är precis rätt för dig och ditt team. De hjälper dig identifiera och utvärdera de bästa och mest effektiva lösningarna.

Vi kan också arbeta med dig och ditt team för att driva processen och ge dig ännu mer värde på din lösning.

När vi har hittat din skräddarsydda lösning, kan vi kvantifiera det ekonomiska värdet baserat på vetenskapliga studier och ge dig en fullständig rapport.

För att få en uppfattning om hur mycket du kan spara, prova vår värdekalkylator.

molnlycke.com/value-calculator



Truly customized laparoscopic solutions

Instrument

Laparoskopiska instrument är en av de viktigaste komponenterna i våra specialanpassade laparoskopilösningar. Vi erbjuder bland annat ett brett sortiment av troakarer, monopolära saxar, preparatpåsar, monopolära instrument och en monopolär L-hook så att du ska kunna ha allt som behövs till hands vid ingreppet. Alla dessa produkter kan givetvis ingå i våra specialanpassade laparoskopiset.

Preparatpåse

- Finns i olika storlekar för att erbjuda hantering av olika vävnads- och organtyper
- Självöppnande påse som ger snabb och enkel uppsamling av preparat
- Förstärkt metallring som gör att påsen vecklas ut lätt. En stor, permanent öppning för uppsamling, även av större preparat
- Avtagbar från införaren



Art. Nr.	Beskrivning	Storlek	Påsens storlek	Volym	Avd Fp
899102	Avtagbar preparatpåse	10mm	90 x 145mm	250ml	5
899103	Avtagbar preparatpåse	10mm	130 x 180mm	600ml	5
899104	Avtagbar preparatpåse	15mm	190 x 230mm	1150 ml	5
899112	Avtagbar preparatpåse	12mm	190 x 230mm	1150 ml	5

Monopolär L-hook

- 5 mm laparoskopisk monopolär L-hook ger exakt, kontrollerad dissektion och koagulering av kärl och vävnader
- Bekvämt engångsinstrument som garanterar effektiv och säker monopolär diatermi
- Lätt handtag med ergonomisk design
- 3 m lång kabel



Art. Nr.	Beskrivning	Storlek	Längd	Avd Fp
899100	Monopolär L-hook	5mm	33cm	10
899101	Monopolär L-hook med kabel	5mm	33cm	10



Monopolär sax

- För exakt, kontrollerad dissektion och koagulering av kärl och vävnader
- Bekvämt, alltid vasst, engångsinstrument eliminerar hanterings- och steriliseringskostnader
- Metzenbaumbladet klipper exakt utmed hela bladets längd



Art. Nr.	Beskrivning	Storlek	Längd	Avd Fp
899216	Metzenbaum Monopolär sax	5mm	33mm	10
899217	Mini-Metzenbaum Monopolär sax	5mm	33mm	10
899218	Metzenbaum Monopolär sax	5mm	45mm	10


Veressnål



- Vass, slipad spets för enkel och säker punktion genom bukväggen
- Fjädrande spets som avger ett känn- och hörbart klick för säker och korrekt placering
- När nålen har penetrerat bukväggen förhindrar en slät skyddshylsa risken att spetsen skadar intilliggande organ

Art. Nr.	Beskrivning	Längd	Avd Fp
899105	Veressnål	120mm	25
899106	Veressnål	150mm	25

Sug- och spolset



- Ergonomisk design. Vinkelstycket kan hanteras med endera handen
- Transparent vinkelstycke för fri sikt
- Envägsventil som förhindrar återflöde av vätska
- Mjuk DEHP-fri slang med lågt vridmoment för enkel avskiljning
- 3m lång slang

Art. Nr.	Beskrivning	Storlek	Längd	Avd Fp
899107	Sug- och spolset	5mm	33cm	10
899108	Sug- och spolset	5mm	45cm	10
899109	Sug- och spolmunstycke	10mm	33cm	10

Truly customized laparoscopic solutions

Troakarer

- Ett brett sortiment ergonomiskt designade troakarer som ger enkel och säker åtkomst till bukhålan
- Transparent, räfflad hylsa för instrumentvisualisering och effektiv fixering i bukväggen
- Universalmembran som passar 5-12 mm instrument* samtidigt som pneumoperitoneum bibehålls



Skärande troakar

Art. Nr.	Storlek	Längd	Avd Fp
899300	5mm	70mm	5
899301	5mm	100mm	5
899302	11mm	100mm	5
899303	11mm	150mm	5
899304	12mm	100mm	5
899305	12mm	150mm	5

Bladeless troakar

Art. Nr.	Storlek	Längd	Avd Fp
899308	5mm	70mm	5
899309	5mm	100mm	5
899310	11mm	100mm	5
899311	11mm	150mm	5
899312	12mm	100mm	5
899313	12mm	150mm	5
899336	15mm	100mm	5

Optisk troakar – pistolgrepp

Art. Nr.	Storlek	Längd	Avd Fp
899314	11mm	100mm	5
899315	12mm	100mm	5

*Relates to 12mm diameter trocar



Optisk troakar

Art. Nr.	Storlek	Längd	Avd Fp
899316	5mm	70mm	5
899317	5mm	100mm	5
899324	5mm	150mm	5
899318	11mm	100mm	5
899325	11mm	150mm	5
899319	12mm	100mm	5
899326	12mm	150mm	5



Universalthylsa för troakar

Art. Nr.	Storlek	Längd	Avd Fp
899320	5mm	70mm	5
899321	5mm	100mm	5
899322	11mm	100mm	5
899323	12mm	100mm	5



Hasson troakar

Art. Nr.	Storlek	Längd	Avd Fp
899306	11mm	100mm	5
899307	12mm	100mm	5



Optisk troakar med ballong

Art. Nr.	Storlek	Längd	Avd Fp
899330	5mm	70mm	5
899327	5mm	100mm	5
899331	11mm	100mm	5
899328	12mm	100mm	5



Hasson troakar med ballong

Art. Nr.	Storlek	Längd	Avd Fp
899329	12mm	100mm	5

Truly customized laparoscopic solutions

Laparoskopiska instrument

- Brett sortiment av instrument-skänklar för alla typer av kirurgi
- Kraftiga, dubbelledade skänklar med stort gap
- Ett heltäckande utbud av 5 mm laparoskopiska monopolära instrument av premiumkvalitet för engångsbruk med två olika handtag. Ger kirurger bästa möjliga urval och bekvämlighet



Handtag med spärr



Art. Nr.	Beskrivning	Storlek	Längd	Avd Fp
899200	Rak fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899201	Maryland dissektionstång stort handtag	5 mm	33 cm	10
899202	Clinch fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899203	Babcock fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899204	Rat tooth fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899205	Anknäbb fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899206	Tarmfattningstång med spärr fenestrerad	5 mm	33 cm	10
899207	Rak fattningstång med spärr fenestrerad	5 mm	33 cm	10

Handtag med urkopplingsbar spärr



Art. Nr.	Beskrivning	Storlek	Längd	Avd Fp
899208	Rak fattningstång med urkopplingsbar spärr	5 mm	33 cm	10
899209	Maryland dissektionstång med litet handtag	5 mm	33 cm	10
899210	Clinch fattningstång med urkopplingsbar spärr	5 mm	33 cm	10
899211	Babcock fattningstång med urkopplingsbar spärr	5 mm	33 cm	10
899212	Rat tooth fattningstång med urkopplingsbar spärr	5 mm	33 cm	10
899213	Anknäbb fattningstång med urkopplingsbar spärr	5 mm	33 cm	10
899214	Tarmfattningstång med urkopplingsbar spärr	5 mm	33 cm	10
899215	Rak fattningstång urkopplingsbar spärr fenestrerad	5 mm	33 cm	10

Truly customized laparoscopic solutions

Komponenter till laparoskopiset

Vi kan hjälpa dig anpassa dina set helt förolecystektomi, appendektomi och bråck-operation med ett kvalitetssortiment av veressnålar, insufflations slangar, sug- och spolset, kameraskydd, antifog och rökutsug. Vi kan dessutom se till att du har allt annat du behöver i operationssalen, från rockar och handskar till lakan och tejp.

Produkterna nedan representerar endast en liten del av sortimentet.



Insufflationsslang

Ref. Nr.*	Beskrivning
2318957-00	Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/MLL
2318996-00	Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/Funnel
2318997-00	Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch 250 cm MLL/Connector Wolf
2319000-00	Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/22mm/15mm fitting
2319001-00	Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/Funnel white
2318958-00	Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm LL/MLL
2318998-00	Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch 300 cm MLL/MLL adapter LL/LL



Kameraskydd

Ref. Nr.*	Beskrivning
2318643-00	Kameraskydd 15x250cm, med påföringsring
2318627-00	Kameraskydd 15x250cm, klicklås, med påföringsring
2308481-00	Kameraskydd 18x250cm med transfer-stick



Rökutsug med filter

Ref. Nr.*	Beskrivning
2318481-00	Rökutsug med filter



Antifog lösning

Ref. Nr.*	Beskrivning
2315127-00	Antifog lösning



Monopolär instrumentkabel

Art. Nr.	Beskrivning	Längd	Avd Fp
899110	Monopolär instrumentkabel	4 mm	40
899111	Monopolär instrumentkabel	8 mm	40

*Referensnummer för produkt i ProcedurePak kundanpassade set.

Operationslakan

BARRIER® sortimentet av operationslakan är specialdesignade för att uppfylla kraven vid laparoskopisk kirurgi. Insufflation av buken, byte av operationsläge under kirurgi samt användning av slangar och instrument ställer höga krav på säkra och effektiva lakan.

Nya BARRIER® Laparoskopisk operationslakan för kolecystektomi, appendektomi och bräckoperation

- **Extra långa** benpåsar för att garantera en säker drapering för alla typer av benstöd med:
- integrerad tejp för justering av längden
- transparenta sidor som möjliggör en synlig kontroll av extremiteterna i syfte att säkerställa en korrekt positionering

Extra djupa påsar anpassade till laparoskopiska instrument

Fyra integrerade slanghållare för att underlätta hantering av slangar

BARRIER® Flex med elastiska självhäftande kanter för att upprätthålla en säker försegling vid insufflation av buken

För benstöd




Ryggläge





Allt-i-ett speciallakan erbjuder många fördelar:


- Möjliggör för en enkel och snabb drapering av en person
- Sparar tid – 3 gånger snabbare än draperingar med en universal draperingslösning
- Färre delar, färre steg – för att minska risken för infektion



Laparoskopilakan för ryggläge




Art. Nr.	ProcedurePak komponenter
954226	Laparoskopilakan 200/250x340 cm, självhäftande hål 32x30 cm



Laparoskopilakan för benstöd



Art. Nr.	ProcedurePak komponenter
944206	Laparoskopilakan 250/200/300x260 cm, självhäftande hål 32x30 cm



Laparoskopilakan, abdomino-perineal



Art. Nr.	ProcedurePak komponenter
944201	Laparoskopilakan 250/200/300x260 cm, självhäftande hål 32x30 cm och 10x13 cm

Truly customized laparoscopic solutions

Din guide av komponenter för följande ingrepp

Alla produkter kan inkluderas i ett Mölnlycke kundanpassat set för att möta dina behov och preferenser.

Laparoskopisk kolecystektomi

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Laparoskopilakan | <input type="checkbox"/> Antifog | <input type="checkbox"/> Post-Op förband |
| <input type="checkbox"/> Kompletterande operationslakan | <input type="checkbox"/> Nålräknare | <input type="checkbox"/> Brickor och skålar |
| <input type="checkbox"/> Rockar | <input type="checkbox"/> Bladavlägsnare | <input type="checkbox"/> Laparoskopiska instrument |
| <input type="checkbox"/> Gasväv | <input type="checkbox"/> Överräkningsbricka | <input type="checkbox"/> Monopolär sax |
| <input type="checkbox"/> Sprutor | <input type="checkbox"/> Säkerhetskniv | <input type="checkbox"/> Monopolär L-hook |
| <input type="checkbox"/> Nålar | <input type="checkbox"/> Time out lakan | <input type="checkbox"/> Troakarer |
| <input type="checkbox"/> Insufflations slang | <input type="checkbox"/> Anti-slip material | <input type="checkbox"/> Universalhylsa för trokarer |
| <input type="checkbox"/> Veressnål | <input type="checkbox"/> Kameraskydd | <input type="checkbox"/> Preparatpåse |
| <input type="checkbox"/> Sug- och spolset | <input type="checkbox"/> Metallinstrument | <input type="checkbox"/> Monopolär kabel |
| <input type="checkbox"/> Rökfilter | <input type="checkbox"/> Suturer | |


Laparoskopisk appendektomi

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Laparoskopilakan | <input type="checkbox"/> Antifog | <input type="checkbox"/> Post-Op förband |
| <input type="checkbox"/> Kompletterande operationslakan | <input type="checkbox"/> Nålräknare | <input type="checkbox"/> Brickor och skålar |
| <input type="checkbox"/> Rockar | <input type="checkbox"/> Bladavlägsnare | <input type="checkbox"/> Laparoskopiska instrument |
| <input type="checkbox"/> Gasväv | <input type="checkbox"/> Överräkningsbricka | <input type="checkbox"/> Monopolär sax |
| <input type="checkbox"/> Sprutor | <input type="checkbox"/> Säkerhetskniv | <input type="checkbox"/> Monopolär L-hook |
| <input type="checkbox"/> Nålar | <input type="checkbox"/> Time out lakan | <input type="checkbox"/> Troakarer |
| <input type="checkbox"/> Insufflations slang | <input type="checkbox"/> Anti-slip material | <input type="checkbox"/> Universalhylsa för trokarer |
| <input type="checkbox"/> Veressnål | <input type="checkbox"/> Kameraskydd | <input type="checkbox"/> Preparatpåse |
| <input type="checkbox"/> Sug- och spolset | <input type="checkbox"/> Metallinstrument | <input type="checkbox"/> Monopolär kabel |
| <input type="checkbox"/> Rökfilter | <input type="checkbox"/> Suturer | |

Laparoskopisk bräckoperation

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Laparoskopilakan | <input type="checkbox"/> Antifog | <input type="checkbox"/> Post-Op förband |
| <input type="checkbox"/> Kompletterande operationslakan | <input type="checkbox"/> Nålräknare | <input type="checkbox"/> Brickor och skålar |
| <input type="checkbox"/> Rockar | <input type="checkbox"/> Bladavlägsnare | <input type="checkbox"/> Laparoskopiska instrument |
| <input type="checkbox"/> Gasväv | <input type="checkbox"/> Överräkningsbricka | <input type="checkbox"/> Monopolär sax |
| <input type="checkbox"/> Sprutor | <input type="checkbox"/> Säkerhetskniv | <input type="checkbox"/> Troakarer |
| <input type="checkbox"/> Nålar | <input type="checkbox"/> Time out lakan | <input type="checkbox"/> Universalhylsa för troakarer |
| <input type="checkbox"/> Insufflations slang | <input type="checkbox"/> Anti-slip material | <input type="checkbox"/> Monopolär kabel |
| <input type="checkbox"/> Veressnål | <input type="checkbox"/> Kameraskydd | |
| <input type="checkbox"/> Sug- och spolset | <input type="checkbox"/> Metallinstrument | |
| <input type="checkbox"/> Rökfilter | <input type="checkbox"/> Suturer | |

Kontakta din produktspecialist hos Mölnlycke Health Care om du vill specialanpassa era set.



Truly customized laparoscopic solutions

Din partner för kvalitet, effektivitet och säkerhet

Mölnlycke är en världsledande leverantör som erbjuder kirurgiska engångsprodukter och produkter för avancerad sårbehandling för vårdpersonal och patienter. Du kan koncentrera dig på att erbjuda bästa patientvård samtidigt som du tar vara på era resurser med hjälp av våra specialister och vårt heltäckande sortiment av innovativa produkter:

- Komplet utbud av lakan, rockar och annat nödvändigt operationsmaterial av hög kvalitet
- Tekniskt avancerade Biogel® operationshandskar av hög kvalitet
- Marknadsledande Mölnlycke kundanpassade set
- Avancerade sårbehandlingsprodukter med banbrytande Safetac® teknologi

Vårt åtagande är att utveckla och lansera nya lösningar som hjälper dig i ditt arbete.

Utforska vårt laparoskopisortiment på www.molnlycke.se



Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00. The Mölnlycke Health Care, BARRIER, Biogel, ProcedurePak and Safetac trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. HQSU0106


Mölnlycke®