

Preparatpåse

Truly customized laparoscopic solutions



Preparatpåse är en avtagbar påse för enkel, snabb och säker uppsamling av vävnads-resektat och organ. Eftersom påsen är avtagbar är den bekväm för operatören som kan vänta med att ta ut den uppsamlade vävnaden.

Den sutursäkra designen ger snabb hantering vid behov samt möjlighet att använda porten för instrumentbyte utan förlust av pneumoperitoneum.

- Designad för enkel och intuitiv användning
- Självöppnande påse med förstärkt metallring som ger en stor och permanent öppning för uppsamling, även av större preparat
- Slitstarkt, icke-poröst material för säker hantering
- Den avtagbara påsen möjliggör smidig hantering, vid ett senare uttag av preparat
- Finns i flera storlekar för olika vävnads- och organtyper
- Avtagbar från införaren

Finns både som steril enstycksförpackning och för inkludering i ProcedurePak® kundanpassade set



Avtagbar preparatpåse.

Art. Nr.	Beskrivning	Stlk	Påsens storlek (mm)	Längd	Avd fp
899102	Avtagbar preparatpåse	10 mm	90 mm x 145 mm	250 ml	5
899103	Avtagbar preparatpåse	10 mm	130 mm x 180 mm	600 ml	5
899104	Avtagbar preparatpåse	15 mm	190 mm x 230 mm	1150 ml	5
899112	Avtagbar preparatpåse	12 mm	190 mm x 230 mm	1150 ml	5

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Tel 031 722 30 00.
Mölnlycke Health Care- och ProcedurePak®-varumärken och logotyper är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HOSU0090